



Pomagamy **MONITOROWAĆ, REAGOWAĆ i RATOWAĆ**

track  gent

LOKALIZACJA sprzętu medycznego.

Usprawnianie procesów higieny i KONTROLA ZAKAŻEŃ.





Zwiększ wydajność
przepływu pracy

Zarządzaj ruchem


Ustal lokalizację

Zarządzaj zasobami

Popraw jakość opieki




Możliwości integracyjne



Monitorowanie Przestrzegania Zasad Higieny Rąk

Cele rozwiązania

Chcemy pomóc szpitalom osiągnąć wskaźnik zgodności na poziomie **90%** lub wyższym dzięki elektronicznemu systemowi, który rejestruje prawie **100%** wszystkich przypadków higieny rąk.




Oznaczenia zgodności z zasadami higieny rąk



Wskaźnik LED zgodności z zasadami higieny rąk

- Czyste / bezpieczne podejście do pacjenta
- Nieczyste / niebezpieczne podejście.



Ergonomiczna obudowa


Praktyczny klips do mocowania przywieszki

Obwód umożliwiający wykrywanie zbliżania się przy użyciu technologii UWB

Bateria CRC zapewniająca ciągłość i długotrwałość działania



Moduł zbliżeniowy do kontroli przestrzegania zasad higieny rąk



System w działaniu

Gdy moduł zbliżeniowy zainstalowany w pobliżu dystrybutora płynów wykryje tag pracownika w zasięgu przez określony czas (za pomocą technologii UWB), użycie dystrybutora jest automatycznie rejestrowane w systemie w celu sporządzenia raportu. Jednocześnie tag jest aktualizowany do statusu „czysty”, co sygnalizuje zielona dioda LED przez konfigurowalny czas.



Moduł zbliżeniowy zamontowany na łóżku pacjenta wykrywa tag personelu przez określony czas i rejestruje w systemie, czy podejście jest czyste, czy nieczyste. Jednocześnie pacjent otrzymuje wyraźny sygnał wizualny: dioda LED tagu zmienia kolor, wskazując, czy personel medyczny jest odpowiednio przygotowany do interakcji.



HosPanel ECO – system zapewniania ciągłości działania oraz mobilnego dostępu do danych medycznych wsparty rozwiązaniami AI.

Wspiera blisko 60 kamieni milowych zgodnych z nowymi standardami akredytacyjnymi z 6 września 2024r.




HosPanel ECO – wybrane funkcje

- ✓ Sterowanie głosowe
- ✓ Zintegrowane zgody elektroniczne
- ✓ Integracja z HIS – również dwukierunkowa
- ✓ Praca w trybie OFFLINIE
- ✓ Konfigurowalny dane dyżurowe 24h
- ✓ Tryby pracy – tablet, telefon, komputer
- ✓ Widok 24h – streszczenia AI
- ✓ Aplikacja pacjenta – wizyty, recepty, programy profilaktyczne
- ✓ AdmedVoice – kategoryzacja tekstu i uzupełniania formularzy z wykorzystaniem AI (Wywiady, Wizyty, Blok operacyjny, Sale zabiegowe)



Dlaczego HosPanel ECO

- ✓ Automatyzacja tworzenia dokumentacji pacjenta (notatki głosowe, Gen AI, dokumentacja zabiegowa)
- ✓ Możliwość realizacji polityki paperless
- ✓ Wymagania akredytacyjne dostępu systemu
- ✓ Integracja danych (HIS, urządzenia IoT)
- ✓ Elektroniczne punkty procesu (zlecenia na transport leku/pacjenta)
- ✓ Eliminacja druków tymczasowych (obchód, kominek, konsultacja)
- ✓ Zespoły Wczesnego Reagowania – dedykowany moduł systemu





Korzyści - HosPanel ECO

- ✓ **Nieprzerwany dostęp do danych medycznych:** Również w przypadku chwilowego braku dostępu do sieci (tryb: offline) czy przerwy w dostępie do HIS – akredytacja IM 3.5
- ✓ **Sprawną komunikacją:** Prosta i szybka komunikacja między personelem i pacjentem, co przekłada się na lepszy komfort pracy i bezpieczeństwo – model dojrzałości cyfrowej HIMSS EMRAM
- ✓ **Mobilność:** Zarządzaj procesem leczenia, eliminując błędy wynikające z braku przepływu informacji dzięki mobilnemu dostępowi do danych – Tablet, telefon, TV
- ✓ **Rekomendacje dla kryteriów wyboru projektów w obszarze e-zdrowia oraz telemedycyny -**
 - 4.2.1 Pacjenci w trakcie procesu leczenia mają dostęp do danych medycznych w czasie rzeczywistym**
 - 4.2.3 Pacjenci otrzymują alerty, przypomnienia i powiadomienia związane ze ścieżkami/planami opieki**

SAMPLER

Usprawniamy i nadzorujemy
cały proces

POBIERANIA PRÓBEK MEDYCZNYCH

Zmiana sposobu, w jaki pracownicy służby zdrowia zarządzają pobieraniem próbek

- Zastęp przestarzałe systemy intuicyjną, nowoczesną platformą internetową
- Obsługuj przepływy pracy od skierowania do dostarczenia materiału do laboratorium
- Minimalizuj błędy, zwiększ szybkość i popraw jakość opieki nad pacjentem
- Zaprojektowane dla klinik, laboratoriów i środowisk szpitalnych





Wyszukaj próbki

Zeskanuj opaskę pacjenta lub naklejkę z kodem pacjenta

NIEZREALIZOWANE (28)	ODBIJAJ (8)	ZAPLANOWANE (3)	WSZYSTKIE (30)																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj</th> <th>Plan. data</th> <th>ID Pacjenta</th> <th>PESEL</th> <th>Imię</th> <th>Nazwisko</th> <th>Komentarz (opc.)</th> <th>UWAGA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.09.20 05:45</td> <td>0020525</td> <td>80011743408</td> <td>Lila</td> <td>Świerczyński</td> <td>Treść komentarza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.08.16 02:51</td> <td>0045664</td> <td>80011743408</td> <td>Archibald</td> <td>Kogut</td> <td>Treść komentarza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.10.26 00:24</td> <td>0088752</td> <td>80011743408</td> <td>Klemens</td> <td>Szafuński</td> <td>Treść komentarza</td> <td>🔴</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.10.06 12:29</td> <td>0074239</td> <td>80011743408</td> <td>Eliasz</td> <td>Adamiec</td> <td>Treść komentarza</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.10.05 20:24</td> <td>0073934</td> <td>80011743408</td> <td>Alwar</td> <td>Kielbasa</td> <td>Treść komentarza</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.08.13 00:44</td> <td>0028383</td> <td>80011743408</td> <td>Erwin</td> <td>Adamus</td> <td>-</td> <td>🟢</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.08.21 20:11</td> <td>0066708</td> <td>80011743408</td> <td>Julia</td> <td>Zuk</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.09.10 17:33</td> <td>0095208</td> <td>80011743408</td> <td>Benoissem</td> <td>Adamski</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.09.04 28:11</td> <td>0015507</td> <td>80011743408</td> <td>Przyderg</td> <td>Tarnowski</td> <td>-</td> <td>🔴</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.10.19 20:25</td> <td>0073333</td> <td>80011743408</td> <td>Patrycyj</td> <td>Kędzierski</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>🔥</td> <td>2023.10.06 05:07</td> <td>0075304</td> <td>80011743408</td> <td>Ernest</td> <td>Raczyński</td> <td>Poproszę cośtam</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Rodzaj	Plan. data	ID Pacjenta	PESEL	Imię	Nazwisko	Komentarz (opc.)	UWAGA	🔥	2023.09.20 05:45	0020525	80011743408	Lila	Świerczyński	Treść komentarza	-	🔥	2023.08.16 02:51	0045664	80011743408	Archibald	Kogut	Treść komentarza	-	🔥	2023.10.26 00:24	0088752	80011743408	Klemens	Szafuński	Treść komentarza	🔴	🔥	2023.10.06 12:29	0074239	80011743408	Eliasz	Adamiec	Treść komentarza	🟢	🔥	2023.10.05 20:24	0073934	80011743408	Alwar	Kielbasa	Treść komentarza	-	🔥	2023.08.13 00:44	0028383	80011743408	Erwin	Adamus	-	🟢	🔥	2023.08.21 20:11	0066708	80011743408	Julia	Zuk	-	-	🔥	2023.09.10 17:33	0095208	80011743408	Benoissem	Adamski	-	-	🔥	2023.09.04 28:11	0015507	80011743408	Przyderg	Tarnowski	-	🔴	🔥	2023.10.19 20:25	0073333	80011743408	Patrycyj	Kędzierski	-	-	🔥	2023.10.06 05:07	0075304	80011743408	Ernest	Raczyński	Poproszę cośtam	-	 Wyszukaj próbki Zeskanuj opaskę pacjenta lub naklejkę z kodem pacjenta
Rodzaj	Plan. data	ID Pacjenta	PESEL	Imię	Nazwisko	Komentarz (opc.)	UWAGA																																																																																										
🔥	2023.09.20 05:45	0020525	80011743408	Lila	Świerczyński	Treść komentarza	-																																																																																										
🔥	2023.08.16 02:51	0045664	80011743408	Archibald	Kogut	Treść komentarza	-																																																																																										
🔥	2023.10.26 00:24	0088752	80011743408	Klemens	Szafuński	Treść komentarza	🔴																																																																																										
🔥	2023.10.06 12:29	0074239	80011743408	Eliasz	Adamiec	Treść komentarza	🟢																																																																																										
🔥	2023.10.05 20:24	0073934	80011743408	Alwar	Kielbasa	Treść komentarza	-																																																																																										
🔥	2023.08.13 00:44	0028383	80011743408	Erwin	Adamus	-	🟢																																																																																										
🔥	2023.08.21 20:11	0066708	80011743408	Julia	Zuk	-	-																																																																																										
🔥	2023.09.10 17:33	0095208	80011743408	Benoissem	Adamski	-	-																																																																																										
🔥	2023.09.04 28:11	0015507	80011743408	Przyderg	Tarnowski	-	🔴																																																																																										
🔥	2023.10.19 20:25	0073333	80011743408	Patrycyj	Kędzierski	-	-																																																																																										
🔥	2023.10.06 05:07	0075304	80011743408	Ernest	Raczyński	Poproszę cośtam	-																																																																																										

DAGMARA HASSE

ID Pacj: 947563
PESEL: 80011743408
Płeć: Kobieta
Data uł: 17.01.1980
Stosunek: 100%

20.10.2023
7890356

Treść komentarza: Treść komentarza
Treść komentarza: Treść komentarza

Uwagi: -

Wyszukaj próbki

Pobierz krew
lub zeskanuj PEŁNĄ próbkę

Próbki do pobrania: 1/4

1	AX	GLUKOZA
2	AX	GLUKOZA
3	AX	GLUKOZA
4	AX	GLUKOZA

osetkę krwi pobraną do próbek do oznaczenia glukozy

Krwawa glukoza Glukoza 30 min-GLUKO Glukoza 30 min

UWAGA: Potrzebuję tekst przykładowej uwagi, jaką można dodać do próbek

SAMPLER – Podstawowe cechy

- Wyszukiwanie pacjenta i testów – skanowanie opasek lub wyszukiwanie ręczne
- Widok badania – zakładki dla dzisiejszych, planowanych i wszystkich testów
- Weryfikacja fiolek – wizualizacja potrzebnych fiolek + skanowanie kodów kreskowych
- Wsparcie laboratorium – możliwość konfigurowania testów, uwag i dostępów
- Odporność offline – przechowywanie i ponowne wysyłanie, gdy system LAB jest tymczasowo niedostępny
- Ślad audytu – śledzenie działań użytkownika, logowań i błędów systemowych



THANK YOU



[linkedin.com/
company/softgent](https://www.linkedin.com/company/softgent)



[softgent.com](https://www.softgent.com)