


## Chemia | Chemicals

 W tym katalogu znajdziesz: odrdzewiacz do stali i żeliwa, paliwo do biokominków, podpałkę do grilla, płyn do dezynfekcji.


 In this catalog you will find: rust remover for steel and cast iron, bio-fireplace fuel, barbecue lighter fluid, and disinfectant liquid.

PHOTO	 
	<p><a href="#"><u>Odrdzewiacz do stali i żeliwa</u></a></p> <p><a href="#"><u>Rust remover for steel and cast iron</u></a></p>
	<p><a href="#"><u>Płomyk - biopaliwo do biokominków</u></a></p> <p><a href="#"><u>Płomyk - Biofuel for Biofireplaces</u></a></p>

## Chemia | Chemicals

PHOTO	 
	<p><a href="#"><u>Ognik - Podpałka do grilla</u></a></p> <p><a href="#"><u>Ognik - Grill firelighter</u></a></p>
	<p><a href="#"><u>Płyn do dezynfekcji Doris Medic</u></a></p> <p><a href="#"><u>Doris Medic Disinfectant Liquid</u></a></p>



5L



## Odrdzewiacz do stali i żeliwa

Preparat do usuwania rdzy ze stali i żeliwa. Dzięki skutecznej formule szybko penetruje rdzę, umożliwiając jej łatwe usunięcie. Działa natychmiastowo, rozpuszczając warstwy korozji i pozostawiając powierzchnię wolną od nalotu.

Środek idealny do przygotowywania metalu do dalszej obróbki, np. malowania, spawania czy lakierowania. Nie uszkadza struktury metalu i może być stosowany w przemyśle oraz warsztatach.



## Rust remover for steel and cast iron

A rust remover for steel and cast iron. Thanks to its effective formula, it quickly penetrates rust, allowing for easy removal. It works instantly, dissolving layers of corrosion and leaving surfaces rust-free.

The product is ideal for preparing metals for further processing, such as painting, welding, or lacquering. It does not damage the metal's structure and can be used on both small and large surfaces in industrial settings and workshops.

Nr.Cat.  
DOR663

[B2B link](#)



200L



1000L



Początek / Start

Koniec / End



5L



5L-KWR



## Płomyk - biopaliwo do biokominków

Płomyk to naturalne biopaliwo uzyskiwane z fermentacji roślin, w 100% odnawialne. Korzyści to brak nieprzyjemnych zapachów oraz niedopalonych resztek. Dzięki wysokiemu stężeniu alkoholu (>95%) spalanie jest wydłużone, co zwiększa emisję ciepła.

Płomyk nie emituje trujących gazów, co pozwala na używanie go w zamkniętych pomieszczeniach. Charakteryzuje się szybkim rozpalaniem oraz brakiem popiołu i dymu.



## Płomyk - Biofuel for Biofireplaces

Płomyk is a natural biofuel made from fermented plants, 100% renewable. Benefits include no unpleasant odors or unburned residues. With a high alcohol content (>95%), combustion is prolonged, enhancing heat emission.

Płomyk doesn't emit toxic gases, making it suitable for indoor use. It features fast ignition and produces no ash or smoke.

Nr.Cat.  
DOR653

[B2B link](#)



200L



1000L



0,5L



5L



5L-KWR



### Ognik - Podpałka do grilla

Podpałka w formie żelu, przeznaczona do łatwego rozpalania grilla, kominka i ogniska. Dzięki zagęszczonej formule spala się równomiernie i nie rozpryskuje. Umożliwia szybkie i skuteczne rozpalenie bez nadmiernego dymu i zapachu.



### Ognik - Grill firelighter

A gel firelighter designed for easy lighting of grills, fireplaces, and campfires. Its thickened formula burns evenly without splattering. Ensures quick and effective ignition with minimal smoke and odor.

Nr.Cat.  
DOR669

[B2B link](#)



200L



1000L



5L



5L-KWR



## Płyn do dezynfekcji Doris Medic

Płyn do dezynfekcji Doris Medic jest przeznaczony do powszechnego stosowania oraz w obszarze medycznym. Produkt zapewnia skuteczną dezynfekcję rąk oraz powierzchni, eliminując wirusy, bakterie i grzyby. Pełna wirusobójczość osiągnięta jest w zaledwie 30 sekund.

Produkt przebadano wg norm: PN-EN 14476+A2, PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 13697. 30 sekund na higieniczną dezynfekcję rąk, bakterie i grzyby w warunkach medycznych i żywnościowych.



## Doris Medic Disinfectant Liquid

Doris Medic disinfectant liquid is designed for general use and in medical settings. The product ensures effective hand and surface disinfection, eliminating viruses, bacteria, and fungi. Full virucidal activity is achieved in just 30 seconds.

The product has been tested according to standards: PN-EN 14476+A2, PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 13697. 30 seconds for hygienic hand disinfection, bacteria, and fungi in medical and food environments.

Nr.Cat.  
DOR051

[B2B link](#)





200L



1000L



 Życie bez Dorisa jest jak życie bez przedniego zęba - można żyć, ale ciężko się uśmiechać

 Life without Doris is like life without a front tooth - you can live, but it's hard to smile.



**ISO 9001**

LL-C (Certification)